

### 中华人民共和国国家标准

GB/T 22105.3-2008

# 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第3部分:土壤中总铅的测定

Soil quality—Analysis of total mercury, arsenic and lead contents—
Atomic fluorescence spectrometry—
Part 3: Analysis of total lead contents in soils

2008-06-27 发布

2008-10-01 实施

#### 前言

GB/T 22105《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》分为三个部分:

- 一一第1部分:土壤中总汞的测定;
- 一一第2部分:土壤中总砷的测定;
- 一一第3部分:土壤中总铅的测定。
- 本部分为 GB/T 22105 的第 3 部分。
- 本部分由中华人民共和国农业部提出并归口。
- 本部分起草单位:农业部环境保护科研监测所。
- 本部分主要起草人:刘凤枝、刘岩、蔡彦明、刘铭、徐亚平、战新华、刘传娟。

## 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第3部分:土壤中总铅的测定

#### 1 范围

GB/T 22105 的本部分规定了土壤中总铅的原子荧光光谱测定方法。

本部分适用于土壤中总铅的测定。

本部分方法检出限为 0.06 mg/kg。

#### 2 原理

采用盐酸-硝酸-氢氟酸-高氯酸全消解的方法,消解后的样品中铅与还原剂硼氢化钾反应生成挥发性铅的氢化物(PbH、)。以氩气为载体,将氢化物导入电热石英原子化器中进行原子化。在特制铅空心阴极灯照射下,基态铅原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与铅的含量成正比,最后根据标准系列进行定量计算。

#### 3 试剂

本部分所使用的试剂除另有说明外,均为分析纯试剂,试验用水为去离子水。

- 3.1 盐酸(HCl):ρ=1.19 g/mL,优级纯。
- 3.2 硝酸(HNO₃):ρ=1.42 g/mL,优级纯。
- 3.3 氢氟酸(HF):ρ=1.49 g/mL,优级纯。
- 3.4 高氯酸(HClO<sub>4</sub>):ρ=1.68 g/mL,优级纯。
- 3.5 氢氧化钾(KOH):优级纯。
- 3.6 硼氢化钾(KBH,):优级纯。
- 3.7 铁氰化钾(K3Fe(CN)6):优级纯。
- 3.8 盐酸溶液(1+1):取一定体积的盐酸(3.1),加入同体积的水配制。
- 3.9 盐酸溶液(1+66):量取 1.5 mL 盐酸(3.1),加水定容至 100 mL,混匀。
- 3.10 硝酸溶液(1+1):取一定体积的硝酸(3.2),加入同体积的水配制。
- 3.11 草酸溶液(100 g/L):称取 10 g 草酸,加水溶解,定容至 100 mL。
- 3.12 铁氰化钾溶液(100 g/L):称取 10 g铁氰化钾(3.7),加水溶解,定容至 100 mL。
- 3.13 还原剂[2%硼氢化钾(KBH<sub>4</sub>)+0.5%氢氧化钾(KOH)溶液]: 称取 0.5 g 氢氧化钾(3.5)放入烧杯中,用少量水溶解, 称取 2.0 g 硼氢化钾(3.6)放入氢氧化钾溶液中,溶解后用水稀释至 100 mL,此溶液现用现配。
- 3.14 载液:取 3 mL 盐酸溶液(3.8)、2 mL 草酸溶液(3.11)、4 mL 铁氰化钾溶液(3.12)放入烧杯中,用水稀释至 100 mL,混匀。
- 3.15 铅标准贮备溶液:称取 0.500 0 g 光谱纯金属铅,分次少量加入(1+1)硝酸溶液(3.10),必要时加热,直至溶解完全。移入 500 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此标准溶液铅的浓度为1.00 mg/mL (有条件的单位可以到国家认可的部门直接购买标准贮备溶液)。
- 3.16 铅标准中间溶液:吸取 10.00 mL 铅标准贮备液(3.15)注入 1 000 mL 容量瓶中,用盐酸溶液(3.9)稀释至刻度,摇匀。此标准溶液铅的浓度为 10.00 μg/mL。

#### GB/T 22105.3-2008

3.17 铅标准工作溶液:吸取 2.00 mL 铅标准中间溶液(3.16)注入 100 mL 容量瓶中,用盐酸溶液(3.9) 稀释至刻度,摇匀。此标准溶液铅的浓度为 0.20 μg/mL。

#### 4 仪器及设备

- 4.1 氢化物发生原子荧光光度计。
- 4.2 铅双阴极空心阴极灯。
- 4.3 电热板。

#### 5 分析步骤

#### 5.1 试液的制备

称取经风干、研磨并过 0.149 mm 孔径筛的土壤样品 0.2 g~1.0 g(精确至 0.000 2 g)于 25 mL 聚四氟乙烯坩埚中,用少许的水湿润样品,加人 5 mL 盐酸(3.1)、2 mL 硝酸(3.2)摇匀,盖上坩埚盖,浸泡过夜,然后置于电热板上加热消解,温度控制在 100℃左右,至残余酸量较少时(约 2 mL~3 mL),取下坩埚稍冷后加人 2 mL 氢氟酸(3.3),继续低温加热至残余酸液为 1 mL~2 mL 时取下,冷却后加人 2 mL~ 3 mL 高氯酸(3.4),将电热板温度升至约 200℃左右,继续消解至白烟冒净为止。加少许盐酸(3.1)淋洗坩埚壁,加热溶解残渣,将盐酸赶尽,加人 15 mL(1+1)盐酸溶液(3.8)于坩埚中,在电热板上低温加热,溶解至溶液清澈为止。取下冷却后转移至 50 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀后取5 mL 溶液于 50 mL 容量瓶中,加入 2 mL 草酸溶液(3.11)、2 mL 铁氰化钾溶液(3.12),然后用水稀释至刻度,摇匀,放置 30 min 待测。同时做空白试验。

#### 5.2 空白试验

采用与5.1相同的试剂和步骤,制备全程序空白溶液。每批样品至少制备2个以上空白溶液。

#### 5.3 校准曲线

分别准确吸取 0.00,1.00,2.00,3.00,5.00,7.50,10.00 mL 铅标准工作液(3.17)置于 7 个 50 mL 容量瓶中。用少量水稀释后,加 1.5mL 盐酸溶液(3.8)、2 mL 草酸溶液(3.11)、2 mL 铁氰化钾溶液(3.12),最后用水稀释至刻度,摇匀。此标准系列相当于铅的浓度分别为 0.00,4.00,8.00,12.0,20.0,30.0,40.0 ng/mL,适用于一般样品的测定。

#### 5.4 仪器参考条件

不同型号仪器的最佳参数不同,可根据仪器使用说明书自行选择。表 1 列出了本部分通常采用的参数。

负高压/V	280	加热温度/℃	200
A 道灯电流/mA	80	载气流量/(mL/min)	400
B道灯电流/mA	0	屏蔽气流量/(mL/min)	1 000
观测高度/mm	8	测量方法	校准曲线
读数方式	峰面积	读数时间/s	10
延迟时间/s	1	測量重复次数	2

表 1 仪器参数

#### 5.5 测定

将仪器调至最佳工作条件,在还原剂(3.13)和载液(3.14)的带动下,测定标准系列各点的荧光强度(校准曲线是减去标准空白后的荧光强度对浓度绘制的),然后依次测定样品空白、试样的荧光强度。

#### 6 结果表示

土壤样品总铅含量 w 以质量分数计,数值以毫克每千克(mg/kg)表示,按式(1)计算:

式中:

c——从校准曲线上查得元素含量,单位为纳克每毫升(ng/mL);

co——试剂空白溶液测定浓度,单位为纳克每毫升(ng/mL);

 $V_2$ —测定时分取样品溶液稀释定容体积,单位为毫升(mL);

Va——样品消解后定容总体积,单位为毫升(mL);

V<sub>1</sub>——测定时分取样品消化液体积,单位为毫升(mL);

m——试样质量,单位为克(g);

f——土壤含水量;

1000—将"ng"换算为"μg"的系数。

重复试验结果以算术平均值表示,保留三位有效数字。

#### 7 精密度和准确度

按照本部分测定土壤中总铅,其相对误差的绝对值不得超过5%。在重复条件下,获得的两次独立测定结果的相对偏差不得超过5%。

#### 8 注释

- 8.1 GB/T 22105 的本部分对测定溶液中盐酸的浓度要求比较严格,所以样品消解至赶酸时,应特别注意务必将酸赶尽,然后再准确加入 15 mL(1+1)盐酸溶液(3.8),低温加热溶解完全。取下冷却后转移至 50 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀后取 5 mL 溶液于 50 mL 容量瓶中,加入 2 mL 草酸溶液(3.11),加入 2 mL 铁氰化钾溶液(3.12),然后用水稀释至刻度,摇匀。这一步是为确保待测溶液的盐酸浓度在 0.18 mol/L~0.24 mol/L 的范围内。同样,标准系列的盐酸浓度也应控制在 0.18 mol/L~0.24 mol/L 的范围内。
- 8.2 制备好的样品试液应放置 30 min 后再测定,以确保试液中的二价铅全部被氧化为四价铅,标准系列也同样放置 30 min 后测定。

中华人民共和国国家标准 国家标准 土壤质量总汞、总砷、总铅的 测定原子荧光法 第3部分:土壤中总铅的测定 GB/T 22105.3—2008

中国标准出版社出版发行北京复兴门外三里河北街16号邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn 电话:68523946 68517548 中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字 2008 年 8 月第一版 2008 年 8 月第一次印刷

书号: 155066 · 1-33171

如有印装差错 由本社发行中心调换 版权专有 侵权必究 举报电话:(010)68533533



GB/T 22105.3-2008