ICS 65. 020. 20 B 05

DB14

省 山 西 地方 标

DB 14/T 926—2014

土壤中总砷的快速测定方法

2014 - 12 - 30 发布

2015 - 01 - 30 实施

目 次

前	言 言	. I I
1	范围	1
2	规范性引用文件	1
3	原理	1
4	试剂	1
5	仪器	2
6	土样制备	2
7	试液制备	2
8	测定方法	3
9	结果计算	3
	注意事项	

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规划起草。

本标准由山西农业科学院提出并归口。

本标准主要起草单位:山西省农业科学院农业环境与资源研究所、山西益田农业科技有限公司。本标准主要起草人:程滨、赵瑞芬、滑小赞、霍晓兰、赵秀峰、王玮。

土壤中总砷的快速测定方法

1 范围

本标准规定了土壤中总砷的快速测定方法一砷斑法的原理、试剂、仪器、土样制备、试液制备、测定方法、结果计算及注意事项。

本标准采用土壤中总砷的快速检测方法—砷斑法,适用于土壤中总砷含量大于 5 mg/kg 样品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5009.11 食品中总砷及无机砷的测定

GB/T 14539.2 复混肥料中砷的测定方法

GB/T 22105.2 土壤质量 总汞 总砷 总铅的测定 原子荧光法 第2部分: 土壤中总砷的测定

3 原理

在酸性条件下,用碘化钾、氯化亚锡将五价砷还原成三价砷,再利用锌和酸作用,产生原子态氢,将三价砷还原为砷化氢,与溴化汞试纸反应,生成黄色、棕色至褐色的砷斑,与标准砷斑比较定量。


4 试剂

- 4.1 试剂 A: 盐酸 (HCl): ρ=1.19 g/mL, 优级纯。
- 4.2 (1+9) 盐酸溶液:量取 50 mL 盐酸(4.1),加水定容至 500 mL,混匀。
- 4.3 试剂 B: 碘化钾(优级纯)。
- 4.4 试剂 C: 40% 的酸性氯化亚锡 (优级纯) 溶液, 称取 40 g SnCl2·2H2O ,用 12.5 mL 浓盐酸 (4.1) 溶解,用水稀释至 100 mL,并加入 2 颗锡粒。
- 4.5 试剂 D: 60 目无砷锌粉
- 4.6 5%的溴化汞乙醇溶液:准确称取 5 g 溴化汞(优级纯)加 100 mL 无水乙醇(分析纯)配制成 5%的溴化汞乙醇溶液,将配制好的溶液置于棕色瓶中保存。
- 4.7 溴化汞试纸制备:用直径为2 cm 的打孔器将定量滤纸裁成圆形,在溴化汞乙醇溶液(4.6)中浸泡1 h,用镊子取出置于阴暗处晾干,于棕色瓶中保存备用。
- 4.8 砷标准贮备液: 1000 mg/L 砷单元素溶液标准物质。
- **4.9** 砷标准中间液: 吸取 10.00 mL 砷标准贮备液 (4.8) 于 100 mL 容量瓶中,用 (1+9) 盐酸溶液 (4.2) 稀释至刻度,摇匀。此溶液砷浓度为 100 μg/mL。
- 4.11 纯水: 电导率<1 μS/cm, 每个样品用量约 50 mL。

DB14/T 926-2014

5 仪器

- 5.1 天平: 感量为 0.01 g
- 5.2 水浴锅
- 5.3 测砷装置 见图 1。



说明:

- 1一锥形瓶: 150 mL 磨砂口锥形瓶;
- 2一玻璃测砷管: 全长 16 cm , 上细下粗, 近下端 3cm 为磨砂口;
- 3一测砷管管口:测砷管上端为圆形扁平的管口,下面两侧各有一钩,为固定玻璃帽用;
- 4一溴化汞试纸;
- 5一玻璃帽:上面有弯月形凹槽,中央有圆孔,直径 6.5 mm,使用时将玻璃帽盖在测砷管的管口,使圆孔互相吻合,中间夹一溴化汞试纸,光面向下,用橡皮圈或其它适宜的方法将玻璃帽与测砷管固定。

图 1 测砷装置

6 土样制备

采集500 g 左右的土壤样品,混匀后用四分法缩分至约100 g。缩分后的土样经风干后,除去土壤中侵入物,用木棒(或塑料棒)研压,通过2 mm尼龙筛,混匀,用玛瑙研钵研磨至全部通过100目(孔径0.149 mm)尼龙筛,备用。

7 试液制备

称取制备好的样品0.50 g (精确到0.01 g)于50 mL比色管中,用少量水湿润,加入10 mL试剂A,加塞摇匀于沸水浴中消解1 h,中间摇动2次,冷却后加水至刻度,摇匀即为待测试液。

8 测定方法

8.1 标准色阶制备

分别吸取砷标准使用液(4.10)0 mL、0.5 mL 、1.0 mL 、2.0 mL、4.0 mL(相当 0 μ g、0.5 μ g、1.0 μ g、2.0 μ g、4.0 μ g (4.10 μ g) 于砷反应瓶中,各加 7 m L 试剂 A 、1 g 试剂 B、5 滴试剂 C、10 mL 去离子水,在各反应瓶中加 1 g 试剂 D,立即塞上预先装有溴化汞试纸片的测砷管。摇动反应瓶使其充分混合,反应 30 min,制备标准砷斑系列。

8.2 样品测定

准确吸取10 mL待测试液于砷反应瓶中,加5 mL试剂A、1 g试剂B、5滴试剂C、8 mL去离子水,在反应瓶中加1 g试剂D,立即塞上预先装有溴化汞试纸的测砷管。摇动反应瓶使其充分混合,反应30 min。同时做平行。将试液砷斑颜色与标准液砷斑系列比对,求出试液中砷含量。

9 结果计算

试样中砷的含量按照公式(1)进行计算。

$$X = \frac{A \times 5 \times 1000}{m \times 1000} \tag{1}$$

式中:

X— 试样中砷的含量 (mg/kg);

A—测定试样消化液中砷的质量 (μg);

5— 分取倍数;

m— 试样质量 (g);

测定结果相对偏差小于20%,取平均值,保留两位有效数字。

10 注意事项

- 10.1 使用前要检查仪器的气密性。
- 10.2 同一批测定用的溴化汞试纸的纸质必须一致。制作时应避免手接触到纸,晾干存于棕色瓶中。
- 10.3 试纸保质期为1年。

3